

TAS[®] (Toe Alignment Splint)

Hallux Valgus Zehenorthese

Hilfsmittelnummer 23.01.01.0008



Elastisches
Fersenband

Elastisches
Metatarsalband



Hoher Tragekomfort
auch unter Socken

Einheitsgröße



Rechts = Links



Geringes Gewicht



Latexfrei




DARCO

Die TAS® Zehenorthese ist ein redressierender Verband. Sie wird anstelle von Tapeverbänden konservativ und postoperativ eingesetzt. Die Hallux Valgus Zehenorthese ist eine effektive und kostengünstige Möglichkeit die operierten / korrigierten Zehen in der gewünschten Position zu fixieren und während des Heilungsverlaufs zu halten. Das elastische Fersenband am Rückfuß verhindert ein Verrutschen der Mittelfußbandage. Die einzelnen Schlaufen halten die Zehen in der gewünschten Position. Das weiche Material sorgt für einen hohen Tragekomfort. Sie ist auch eine ideale Versorgung nach minimalinvasiven Eingriffen.

Indikationen

Zur konservativen und postoperativen Korrektur / Redression der Zehen bei:

- > Hallux Valgus (1)
- > Schneiderballen (2)
- > Hammerzehen (3)



Eigenschaften

- > Konservativ und postoperativ einsetzbar
- > Redressierender Verband anstelle von Tapeverbänden
- > Frei positionierbare Fixierung + Ausrichtung der operierten / korrigierten Zehen
- > Auch bei minimalinvasiven Eingriffen einsetzbar
- > Weiches, hautfreundliches Material → Angenehmer Tragekomfort
- > Stabilisierungselement: Thermoplastisch verformbar
- > Elastisches, 34 cm langes Metatarsalband → Versorgung von breiten Füßen möglich
- > Elastisches Fersenband am Rückfuß
- > Kann mit Verbandsschuhen getragen werden
- > Universell rechts und links tragbar



Adduktion



Abduktion



Dorsalextension



Plantarflexion

GRÖSSE ART.-NR. PZN



Farbe: Weiß

Universal TAS-22 06833698



Produktvideo